

Ihre Fragen – unsere Antworten

WELCHE SCHIENENARTEN GIBT ES?

Funktions-, Aufbiss- und Schutzschienen.

WAS ERWARTET MICH ALS PATIENT/-IN BEI EINER SCHIENENTHERAPIE?

Ein ausführliches Aufklärungsgespräch beim Zahnarzt. Danach erfolgt die Abdrucknahme digital mit einem Intraoralscanner oder mit dem Abdrucklöffel und Abformmaterial. Bei besonders starken Beschwerden empfehlen wir eine Kiefergelenksvermessung, bei der die Bewegungen aufgenommen und in eine Schiene überführt werden. Hergestellt wird die Schiene in unserem Labor mit unserem CAD/CAM-System. Sie erhalten die Schiene bei Ihrem nächsten Zahnarztbesuch mit der Erläuterung vom Zahnarzt zur Tragezeit.

WIE LANGE MUSS ICH DIE SCHIENE TRAGEN?

Die Tragezeit Ihrer Schiene legt Ihr Zahnarzt fest. In der Regel wird die Schiene in der Nacht getragen. Die allgemeine Empfehlung für das Tragen einer Funktionsschiene zur Entlastung der Kiefergelenke beträgt 24 Stunden. Lediglich zu den Mahlzeiten und zum Trinken (außer Wasser) wird die Schiene herausgenommen.

WIE PFLEGE ICH DIE SCHIENE RICHTIG?

Die Innen- und Außenseite der Schiene wird täglich mit der Zahnbürste und Zahnpasta ohne Schleifmittel geputzt. Die Schiene kann auch in einem Ultraschallbad gereinigt werden.

WIE KANN ICH DIE SCHIENE AUFBEWAHREN, WENN ICH SIE GERADE NICHT TRAGE?

Sie erhalten von uns gratis eine hübsche #Bäuml Schienenbox zum Transport Ihrer persönlichen Schiene.



DAS BÄUML-TEAM



THOMAS BÄUML
Dentaltechnik

IHR ZAHNTECHNISCHES LABOR
IM HERZEN BAYERNS

- # Wiesenstraße 2
84539 Zangberg
- # Tel. 08636 - 7544
Fax 08636 - 9863 457
- # info@tb-dentaltechnik.de
tb-dentaltechnik.de



THOMAS BÄUML
Dentaltechnik

IM HERZEN BAYERNS



Schienen für
die Entspannung

ENTLASTUNG DER KIEFERGELENKE
BEIM KNIRSCHEN UND ZÄHNEPRESSEN



#

BÄUML SPLINT Standard

FÜR PRAGMATIKER

Die klassische Schiene

- # Transparente Schiene aus PMMA-Kunststoff (Polymethylmethacrylat)
- # Gefräst mit dem CAD/CAM-Verfahren bei Bäuml Dentaltechnik
- # Schutzschiene für Knirscher und Bruxer

VORTEILE DER BÄUML SPLINT #STANDARD SCHIENE

- + Beste Passgenauigkeit und Bruchstabilität
- + Optisch ansprechende Schiene
- + Gute Verträglichkeit
- + Kassenleistung

#BÄUML VIDEO ANSEHEN



Erleben Sie hautnah, wie Ihre #Bäuml Splint Standard Schiene hergestellt wird.



#

BÄUML SPLINT Color

FÜR MODEBEWUSSTE

Die farbige Schiene

- # Blau-, rot-, grün- und hellrosa-transparente Schienen
- # Gefräst mit dem CAD/CAM-Verfahren bei Bäuml Dentaltechnik
- # Schutzschiene für Knirscher und Bruxer

VORTEILE DER BÄUML SPLINT #COLOR SCHIENE

- + Schiene für modebewusste Träger
- + Hoher Wohlfühleffekt beim Tragen der Schiene
- + Beste Passgenauigkeit und Bruchstabilität
- + Gute Verträglichkeit
- + Privatleistung

#BÄUML VIDEO ANSEHEN



Erleben Sie hautnah, wie Ihre #Bäuml Splint Color Schiene hergestellt wird.



#

BÄUML SPLINT Premium

FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Die unsichtbare Schiene

- # Zahnfarbene Schiene aus thermoplastischem Kunststoff Polycarbonat
- # Gefräst mit dem CAD/CAM-Verfahren bei Bäuml Dentaltechnik
- # Schutzschiene für Knirscher und Bruxer

VORTEILE DER BÄUML SPLINT #PREMIUM SCHIENE

- + Entlastung des Kiefergelenks bei Knirschern und Bruxern
- + Stabilisierung der Körperstatik
- + Im Mund nicht sichtbar durch Anpassung an die Zahnfarbe
- + Privatleistung

#BÄUML VIDEO ANSEHEN



Erleben Sie hautnah, wie Ihre #Bäuml Splint Premium Schiene hergestellt wird.